

Navodila za uporabo

deconex® 21 CLF

Specializirana alkalna čistila

Za reprocesiranje instrumentov v pralno-razkužilnih strojih (WD)



Lastnosti

deconex® 21 CLF se uporablja v osrednjem oddelku za reprocesiranje kot čistilna kemija brez tenzidov za avtomatizirano reprocesiranje kirurških instrumentov in anestezijskih materialov. Te vključujejo:

- instrumente iz nerjavnega jekla (skalpele, prijemalke itd.),
- zgibne instrumente (škarje, sponke itd.),
- anestezijske materiale (respiracijsko vrečko, cevke itd.).

deconex® 21 CLF nežno odstranjuje:

- kri,
- ostanke tkiv,
- beljakovine.

Sestavine/sestava

- Razdelilnik alkalij
- Kompleksirajoči reagent
- Zaviralec korozije
- Kelatni reagent

Priporočeni odmerek

Optimalno odmerjanje je odvisno od trdote vode in vrste kontaminacije. Uporaba demineralizirane vode izboljšuje učinkovitost čiščenja, pri čemer omogoča zmanjšanje koncentracije.

Za naslednje primere odmerkov je bila ugotovljena učinkovitost v praksi:

Kakovost vode	Priporočeni odmerek
V demineralizirani vodi	3 – 5 mL/L
V trdi vodi	5 – 10 mL/L

Pri temperaturi 60 °C se priporoča čas čiščenja 2–5 minut.

Nevtralizacija

Za nevtralizacijo alkalnih ostankov mora vsakemu čistilnemu koraku slediti kislinsko spiranje. Za nevtralizacijo čistila deconex® 21 CLF priporočamo deconex® ORGANACID ali deconex® MINERALACID.

Združljivost z materiali

deconex® 21 CLF je primeren za vse materiale, ki so običajno v uporabi pri medicinskih pripomočkih.

Do nezdružljivosti lahko pride pri aluminiju in titanu.

Za druge občutljive materiale bo morda treba izvesti preskuse združljivosti. Po potrebi se obrnite na družbo Borer Chemie AG.

Kemijsko-fizikalni podatki

Vrednost pH ¹⁾	ca. 11.4
Gostota ²⁾	1.4 g/mL
Videz ²⁾	Prozorno, brezbarvno

¹⁾ 1-% raztopina v demineralizirani vodi ²⁾ Koncentrat

Varnostna navodila in odlaganje med odpadke

Informacije o varnosti na delovnem mestu in pravilnem odlaganju izdelkov med odpadke lahko najdete v varnostnem listu.

Pri odlaganju praznih vsebnikov in rabljenih raztopin je treba upoštevati lokalne predpise o odpadkih in odpadnih vodah.

Vsebniki, tesnila in oznake so izdelani iz reciklirnega polietilena.

deconex® 21 CLF

Shranjevanje in prevoz

Izdelek shranjujte pri temperaturi med 5 in 25 °C.

Velikosti vsebnikov

Vrsta vsebnika	Vsebina	Številka artikla
Nizka posoda	5 L	500930.00-KK5W
Posoda	10 L	500930.00-K10W
Posoda	25 L	500930.00-K25W
Sod 220 L	200 L	500930.00-B220

Oznaka CE

Oznaka deconex® 21 CLF izpolnjuje zahteve za medicinske pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.

Distributori/importuesi:

Proizvajalec:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions