

Упутство за употребу

deconex[®] 21 CLF

Специјални алкални чистач

За машинску примену у припреми инструмената



Својства

deconex[®] 21 CLF се примењује у централној стерилизацији као главни чистач који не садржи тензиде за машинску припрему хируршких инструмената и материјала за анестезију. Овде припадају:

- EdeltaИнструменти од нерђајућег челика (скалпели, пинцете итд.)
- Зглобни инструменти (маказе, стезалке итд.)
- Материјал за анестезију (врећице за дисање, црева за дисање итд.)

deconex[®] 21 CLF негује и уклања:

- Крв
- Остатке ткива
- Беланчевине

Састојци/састав

- Дозатор алкалија
- Агенс комплекса
- Антикорозиони адитив
- Пасиватор

Препорука за дозирање

Оптимално дозирање зависи од тврдоће воде и врсте задрљаности. У основи, примена омекшане воде поправља учинак чишћења, чиме се смањује дозирана количина.

Следећи примери дозирања су се доказали у пракси:

Квалитет воде	Препоручено дозирање
у случају омекшане воде	3—5 mL/L
у случају тврде воде	5—10 mL/L

При температури од 60 °C препоручује се време чишћења од 2—5 мин.

Неутрализација

За неутрализацију остатака алкалија након сваког чишћења потребно је извести кисело испрање. Као неутрализатор за deconex[®] 21 CLF препоручујемо deconex[®] ORGANACID или deconex[®] MINERALACID.

Осетљивост материјала

deconex[®] 21 CLF је погодан за све материјале који се уобичајено користе у медицинским производима.

У случају алуминијума и титанијума може да дође до нетолеранције материјала.

У случају других, осетљивих материјала, потребно је евентуално извршити испитивање толеранције. По потреби ступите у контакт са Borer Chemie AG.

Физичко-хемијски подаци

рН-вредност ¹⁾	ца. 11.4
Густина ²⁾	1.4 g/mL
Изглед ²⁾	Транспарентан, безбојан

¹⁾ 1%-тни раствор у дејонизованој води ²⁾ Концентрат

Сигурносне напомене и одлагање

Напомене о заштити на раду и стручном одлагању погледајте у безбедносном листу.

При одлагању празног паковања и коришћеног раствора морају да се поштују локални прописи о отпаду и отпадним водама.

Паковања, поклопци и етикете су од полиетилена који је погодан за рециклажу.

deconex® 21 CLF

Складиштење и транспорт

Производ складиштити на температури између 5 и 25 °C.

Величине паковања

Врста паковања	Садржај	Број артикла
Канистер низак	5 L	500930.00-KK5W
Канистер	10 L	500930.00-K10W
Канистер	25 L	500930.00-K25W
220 L буре	200 L	500930.00-B220

Ознака CE

deconex® 21 CLF испуњава захтеве за медицинска средства у складу са прописом (EU) 2017/745.

Дистрибутер / увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions