

# deconex® 36 BS ALKA

## Silně alkalický čistič

Pro ruční čištění lékařských nástrojů a náčiní



### Použití

deconex® 36 BS ALKA se používá před sterilizací nebo před strojovou přípravou k důkladnému automatickému čištění silně znečištěných nástrojů, zejména z ušlechtilé oceli.

deconex® 36 BS ALKA je vhodný také pro použití v ultrazvukové lázni.

### Vlastnosti

deconex® 36 BS ALKA automaticky odstraňuje i ty nejdolnější nečistoty, jako je krev, zbytky tkání, hlen a výkaly, aniž by zanechávaly zbytky. Výrazným snížením povrchového napětí čisticího roztoku zajišťuje deconex® 36 BS ALKA dobré smáčení a účinné odstranění částic nečistot i z povrchů, které jsou obtížně přístupné.

Vysoké emulgační a dispergační vlastnosti brání opětovnému usazování uvolněných částic nečistot.

deconex® 36 BS ALKA neobsahuje NTA.

### Přísady

Alkalické donory, komplexotvorná činidla, dispergační činidla, solubilizátory, povrchově aktivní látky, smáčedla

### Chemicko-fyzikální údaje

hodnota pH	1% roztok v deionizované vodě	cca 11,8
hustota	koncentrát	1,4 g/ml
vzhled	koncentrát	čirá, mírně nažloutlá kapalina

### Dávkování

0,5-1,0 % při době působení 2-15 minut (podle stupně znečištění a kvality vody)

Vystavte působení ultrazvukové lázně po dobu 5 minut.

### Materiálová snášenlivost

Vhodné pro následující materiály:

Ušlechtilá ocel, železné kovy, chromované materiály, pryž, plasty, sklo

Podmínečně vhodné pro:

Eloxovaný hliník, neželezné kovy

Nevhodné pro:

Hliník, zinek, cín

U výše neuvedených materiálů musí být provedeny vlastní testy kompatibility, popř. musí být zadány u společnosti Borer Chemie AG.

# deconex® 36 BS ALKA

## Dodávka

Informujte se u svého zástupce na aktuální velikosti kontejnerů.

Nádoby, uzávěry a etikety jsou vyrobeny z recyklovatelného polyetylenu.

## Označení CE

deconex® 36 ALKA splňuje všechny požadavky pro zdravotnické prostředky v souladu s nařízením o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.

## Dodatečné informace

Informace o bezpečnosti práce, skladování a likvidaci/odpadních vodách naleznete v bezpečnostním listu tohoto produktu.

Využijte naši odbornost! Vyžádete si od nás na praktické informace pro vaši konkrétní aplikaci.

**Distributor / dovozce:**

**Výrobce:**

**Borer Chemie AG**

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss



advanced cleaning solutions