

deconex® 36 BS ALKA

Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό συμπύκνωμα

Για τον μη αυτόματο καθαρισμό ιατρικών εργαλείων
και σκευών



Εφαρμογή

Το deconex® 36 BS ALKA χρησιμοποιείται πριν από την αποστείρωση ή την αυτοματοποιημένη προετοιμασία για τον διεξοδικό, αυτόνομο καθαρισμό εργαλείων με επίμονη ακαθαρσία, ιδίως από ανοξειδωτο ασάλι.

Το deconex® 36 BS ALKA είναι επίσης κατάλληλο για την εφαρμογή σε λουτρά υπερήχων.

Ιδιότητες

Το deconex® 36 BS ALKA απομακρύνει χωρίς βούρτσισμα ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους, όπως αίμα, υπολείμματα ιστών, βλέννα και περιπτώματα. Χάρη στη σημαντικά μειωμένη επιφανειακή τάση του καθαριστικού διαλύματος, το deconex® 36 BS ALKA εγγυάται την πλήρη διαβροχή και αποτελεσματική εκρόφιση των σωματιδίων από ακαθαρσίες, ακόμη και σε δυσπρόσιτες επιφάνειες.

Οι εξαιρετικές ιδιότητες γαλακτωματοποίησης και διασποράς του προϊόντος αποτρέπουν την εναπόθεση των αποκολλημένων σωματιδίων από ακαθαρσίες.

Το deconex® 36 BS ALKA δεν περιέχει NTA.

Συστατικά

Αλκάλια, συμπλεκτικοί παράγοντες, παράγοντες διασποράς, διαλυτοποιητές, επιφανειοδραστικές ενώσεις, διαβρεκτικοί παράγοντες

Δοσολογία

0.5–1.0% σε χρόνο έκθεσης 2–15 λεπτά (ανάλογα με την ποσότητα και το είδος ακαθαρσίας και την ποιότητα του νερού)

Επώαση για 5 λεπτά σε λουτρό υπερήχων.

Συμβατότητα υλικών

Κατάλληλο για:

Ανοξειδωτο ασάλι, σιδηρούχα μέταλλα, επιχρωμιωμένα μέταλλα, καουτσούκ, συνθετικά υλικά, γυαλί

Μερικώς κατάλληλο για:

Ανοδιωμένο αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα

Δεν είναι κατάλληλο για:

Αλουμίνιο, χαλκό, κασσίτερο

Για υλικά που δεν αναφέρονται, πραγματοποιήστε τις δικές σας δοκιμές συμβατότητας ή συμβουλευτείτε την Borer Chemie AG.

Φυσικοχημικά δεδομένα

Τιμή pH	1% διάλυμα σε απομεταλλωμένο νερό	περ. 11.8
Πυκνότητα	Συμπύκνωμα	1.4 g/mL
Εμφάνιση	Συμπύκνωμα	διαφανές, ελαφρώς κιτρινωπό υγρό

deconex® 36 BS ALKA

Διαθεσιμότητα

Ρωτήστε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας για τα τρέχοντα μεγέθη δοχείου.

Τα δοχεία, τα βιδωτά καπάκια και οι ετικέτες είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο.

Σήμανση CE

Το deconex® 36 BS ALKA πληροί τις απαιτήσεις για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/745.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, την αποθήκευση και τη διάθεση αποβλήτων/λυμάτων, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Επωφεληθείτε από την ευρεία τεχνογνωσία μας! Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Διανομέας / εισαγωγέας:

Κατασκευαστής:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions