

deconex® 36 INTENSIV-x

Poderoso concentrado de limpeza neutro e ecológico

Para limpeza manual de instrumentos e superfícies



Aplicação

O deconex® 36 INTENSIV-x é utilizado para limpeza profunda e delicada de todas as superfícies, objetos e instrumentos laváveis.

O deconex® 36 INTENSIV-x também é adequado para instrumentos de imersão por períodos mais longos, à espera de preparação automatizada (durante a noite, fim de semana). Dessa forma, ser evitada corrosão ou secagem de material orgânico. Enxaguar os instrumentos com água antes de carregar a máquina.

Uma aplicação especial do deconex® 36 INTENSIV-x é para limpeza de superfícies e instrumentos feitos de materiais plásticos ou de borracha (endoscópios flexíveis, equipamento de anestesia), antes de trocar o desinfetante (que contém aldeído → que contém amina) ou vice-versa).

O deconex® 36 INTENSIV-x também é adequado para uso em banhos ultrassônicos.

Propriedades

Devido à sua mistura ideal de tensoativos, o deconex® 36 INTENSIV-x possui um alto poder de limpeza inerente, especialmente para material orgânico.

O deconex® 36 INTENSIV-x tem pH neutro e, portanto, exibe um amplo espectro de compatibilidade com os materiais.

Em sua aplicação especial, antes da troca do desinfetante, o deconex® 36 INTENSIV-x remove resíduos de desinfetante de plásticos e borracha, impedindo, assim, a ocorrência de fenômenos de superfície como mudanças de cor, resultantes da reação química de aldeídos com aminas.

O deconex® 36 INTENSIV-x é baseado em uma fórmula livre de NTA e fosfato. Todos os ingredientes do produto são facilmente biodegradáveis.

Ingredientes

Tensoativos, agentes complexantes, inibidores de corrosão

Dosagem

Aplicação	Dosagem	Observações
Períodos de imersão mais longos para instrumentos antes da limpeza automatizada	0.2-0.5%	Use a solução apenas uma vez. Enxágue os instrumentos com água antes de carregar a máquina.
Limpeza do instrumento cirúrgico antes da desinfecção	0.5-1.0%	Deixe o instrumento de molho por 2-15 min e, se necessário, escove. Use a solução apenas uma vez. Enxágue os instrumentos com água.
Limpeza ultrassônica	0.5-1.0%	Sonicar por 5 min
Antes de trocar o desinfetante, no caso de instrumentos de borracha e material sintético	3.0%	Mergulhe os instrumentos por 2-3 horas. Depois, enxágue abundantemente com água da torneira e seque com um pano limpo.
Superfície	0.5%	Antes de trocar o desinfetante, aplique o produto duas vezes.

deconex® 36 INTENSIV-x

Compatibilidade com materiais

Adequado para:

PVC, linóleo, borracha, materiais plásticos, aço inoxidável, alumínio, alumínio anodizado, metais não ferrosos, cerâmicas

Para materiais não mencionados, faça seus próprios testes de compatibilidade específicos ou consulte a Borer Chemie AG.

Dados físico-químicos

Valor do pH	Solução a 1% em água desmineralizada	aprox. 7.5
Densidade	concentrado	1.06 g/mL
Aparência	concentrado	transparente, incolor a amarelo

Armazenamento e transporte

Armazene o produto a temperaturas entre 5 e 25 °C.

Este dispositivo médico é sensível à geada. Sempre que possível evite o transporte deste produto durante os períodos frios. Se o transporte durante esses períodos for inevitável, este produto deverá ser enviado usando caminhão / contêiner marítimo com temperatura controlada acima de 5 °C, ou usar capas de proteção térmica para transportes de curta duração não superiores a 10 horas com temperaturas de transporte não inferiores 5 °C negativos.

Disponibilidade

Converse com o representante local sobre os tamanhos de recipiente atuais.

Recipientes, tampas roscadas e etiquetas são feitos de polietileno reciclável.

Marcação CE

O deconex® 36 INTENSIV-x atende aos requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

Informações adicionais

Para obter informações sobre segurança no trabalho, armazenamento e descarte/efluente de resíduos, consulte a folha de dados de segurança correspondente.

Aproveite o nosso amplo conhecimento! Entre em contato conosco para obter mais informações sobre sua aplicação específica.

Distribuidor / importador:

Fabricante:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions