

deconex® 41 STS ALKA

Alkalisk rengørings-, skylle- og afkalkningsmiddel

Til brug i vaske-desinfektører med termisk
desinfektion til beholdere til humant affald



Anvendelse

deconex® 41 STS ALKA anvendes som en kalkinhibitor og som rengørings- og skyllemiddel. Produktet anvendes i vaske-desinfektører: med termisk desinfektion til beholdere til humant affald som f.eks. bækkener, urinflasker, afføringsspande, spytkrus og andre beholdere og redskaber til bortskaffelse af affald.

deconex® 41 STS ALKA er særligt velegnet til maskiner, der indeholder syrefølsomme komponenter (f.eks. kobber, støbejern), samt til maskiner, der doserer produktet direkte i dampgeneratoren.

Dosering

Doseringen sker med installerede dispensere og er:

Vandets hårdhed [ppm]	Vandets hårdhed [°dH]	Dosering
0-90 ppm	0-5 °dH	1.0 mL/L
90-180 ppm	5-10 °dH	2.0 mL/L
180-270 ppm	10-15 °dH	3.0 mL/L
270-450 ppm	15-25 °dH	4.0 mL/L
> 450 ppm	> 25 °dH	5.0 mL/L

Oplysninger om anvendelse

Skyl sugeledningerne grundigt før skift af produkt.

Egenskaber

deconex® 41 STS ALKA forhindrer dannelse af aflejringer på de emner, der skal rengøres, på maskinvægge, i dyser og rør. Det mildt alkaliske produkt forhindrer også dannelse af kedelsten i dampgeneratoren.

Ingredienser

Kompleksdannere, rustbeskyttelsesmiddel

Ekspert rapporter

Som en del af en ekspert rapport er deconex® 41 STS ALKA testet med succes i henhold til ISO 15883-3. Reduktionen af *C. difficile* med mere end 4 lg niveauer er også påvist.

Materialeforenelighed

Egnet til:
Rustfrit stål, kobber, støbejern, plast, glas

Ikke egnet til:
Aluminium

For materialer, der ikke er nævnt, bedes du foretage dine egne specifikke forenelighedstests eller konsultere Borer Chemie AG.

deconex® 41 STS ALKA

Kemisk-fysiske data

pH	1 % opløsning i demineraliseret vand	ca. 11.1
Densitet	koncentrat	1.12 g/mL
Udseende	koncentrat	transparent, farveløs til gullig

Tilgængelighed

Spørg den lokale repræsentant om beholderstørrelser.

Beholdere, hætter og mærkater er fremstillet af genanvendelig polyetylen.

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.

Dette medicinske udstyr tåler ikke frost. Undgå at transportere dette produkt i kolde perioder når som helst det er muligt. Kan det ikke undgås at transportere i sådanne perioder, skal produktet sendes i en temperaturkontrolleret lastvogn / skibscontainer ved over 5 °C, eller man skal bruge beskyttelseshætte ved kortvarige transporter under 10 timer, hvor temperaturen under transporten ikke falder under 5 °C.

CE-mærkning

deconex® 41 STS ALKA opfylder kravene til medicinsk udstyr i henhold til direktiv (EU) 2017/745.

Yderligere oplysninger

For oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen, opbevaring og bortskaffelse af affald/udløb henvises til det tilhørende sikkerhedsdatablad.

Drag fordel af vores store knowhow! Kontakt os for at få flere oplysninger vedrørende din specifikke anvendelse.

Distributør / importør:

Producent:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions