

deconex® 42 KONZ

Alet bakımı için yağlayıcı

Özel yıkama makinelerinde kullanılır



Uygulama

Yağlayıcı deconex® 42 KONZ, cerrahi alet hazırlama sürecinde en az 50 °C sıcaklıkta, son durulama suyunda kullanılır.

Özellikleri

deconex® 42 KONZ, tıbbi beyaz yağ ve emilgätörlere dayalı bir üründür. Su ile birlikte homojen bir emülsiyon oluşturur. Kimyevi özelliğinden dolayı özellikle sterilizasyon öncesi alet bakımları için uygundur. Paslanmaz çelik aletlerin yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşturur ve böylece aletlerin aşındırıcı korozyona maruz kalmasını önler (menteşe ve bağlantı yerleri).

deconex® 42 KONZ, sterilizasyon sırasında yapışkanlık oluşturmaz. Alet yüzeylerinde kalan ince yağ tabakasında mikrop üreme ihtimali yoktur. Bir sonraki aşamada, deconex® 42 KONZ'un oluşturduğu bu tabaka tamamen durulanmış olacaktır. Bu ayrıca her yeniden hazırlamada yağlayıcı kullanılması gerektiği anlamına gelir.

İçerik

Tıbbi beyaz yağ, emigätörler

Dozaj

Yıkama başına 0.5-1 mL/L

Kimyasa/fiziksel özellikler

pH	1% demineralize suda	yaklaşık 5.0-7.5
Yoğunluk	konsantre	0.86 g/mL
Görünüm	konsantre	şeffaf,soluk,çok açık sarı

Kullanım bilgileri

deconex® 42 KONZ kullanımında, paslanmaz çelik üzerinde koruyucu ince bir tabakanın oluşabilmesi için durulama suyu sıcaklığının en az 50 °C gerekir.

Ayrıca aşağıdakileri tavsiye ediyoruz:

- aletleri raf ve makinelere düzgün bir şekilde yerleştirin (çok doldurmaktan kaçının)
- durulama sırasında tüm aletlerin yağlayıcı ile temas edebileceğinden emin olun
- tüm aletleri menteşelerinden ve bağlantı yerlerinden açın

deconex® 42 KONZ'u kullanmadan önce, yıkama makinesinin dozaj sisteminin yağ geçirmez olduğundan emin olun. Hiç bir anestezi aletine deconex® 42 KONZ'u uygulamayın.

deconex® 42 KONZ daldırma daldırma için uygun değildir.

Malzeme uyumu

Aşağıdaki malzemeler için uygundur:
Paslanmaz çelik

Aşağıdaki malzemeler için uygundeğildir:
Lastik, lateks

Burada açıklanmayan malzemeler için kendi uygulanabilirlik testinizi yapın ya da Borer Chemie AG'ye danışın.

deconex® 42 KONZ

Ambalajlama

Ambalajlar, vidalı kapaklar ve etiketler geri dönüşebilir polietilenden üretilmiştir.

Kap boyutları

Konteyner tipi	Dolum miktarı	Ürün numarası
Şişe	1 L	504000.00-F10W
Bidon derin	5 L	504000.00-KK5W
Bidon	10 L	504000.00-K10W
Bidon	25 L	504000.00-K25W
220 L varil	200 L	504005.00-B220

CE işareti

deconex® 42 KONZ, (AB) 2017/745 düzenlemesi ile uyumlu olarak tıbbi cihazlara yönelik gereklilikleri karşılar.

Ek bilgiler

Çalışma güvenliği, saklama ve atma/atıklar hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili güvenlik bilgilerinden faydalanın.

Sahip olduğumuz kapsamlı deneyimden yararlanın! Özel uygulamalarınızla ilgili bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçin.

Distribütör / ithalatçı:

Üretici:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions