

Instrucțiuni de utilizare

deconex® 61 DR

Detergent dezinfectant

Pentru utilizare în sistemele de spălat/dezinfectat cu cameră de mari dimensiuni



Domeniul de aplicare

deconex® 61 DR este un detergent dezinfectant utilizat în procesarea dispozitivelor medicale, cum ar fi mesele din sala de operație și recipientele, în sisteme de spălat/dezinfectat cu cameră de mari dimensiuni.

Aplicare

deconex® 61 DR este conceput pentru curățarea și dezinfectarea simultană în sistemele de spălat/dezinfectat cu cameră de mari dimensiuni.

Doza recomandată:

5–10 mL/L

Utilizarea recomandată:

Perioadă de contact de minimum 90 s la o temperatură de ≥ 60 °C

Proprietăți

- excelentă eficacitate antimicrobiană
- soluție de utilizare cu pH neutru
- compatibilitate excepțională cu materialele
- produce puțină spumă
- conceput pentru utilizare în combinație cu deconex® 64 NEUTRADRY ca agent de clătire

Informații privind siguranța

Consultați fișa tehnică de securitate a deconex® 61 DR pentru informații privind siguranța industrială și eliminarea adecvată.

Depozitarea

Depozitați produsul la temperaturi între 5 și 25 °C.

deconex® 61 DR

Eficacitate

Spectrul de acțiune	Metoda	Concentrația	Perioada de contact
Acțiune bactericidă și levuricidă	EN 13727 / 60 °C	0.5 %	3 min
	EN 13624 / 60 °C	0.5 %	1.5 min
Acțiune virucidă limitată: activ împotriva virusurilor încapsulate HBV, HCV, HIV, gripă	EN 14476 / 60 °C (BVDV și Vaccinia)	0.5 %	3 min
		1 %	1.5 min

Distribuitor / importator:

Producător:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



Fișa tehnică a produsului

deconex® 61 DR

Detergent dezinfectant

Pentru utilizare în sistemele de spălat/dezinfectat cu cameră de mari dimensiuni



Ingrediente

100 g deconex® 61 DR conțin:

6.0 g glioxal

2.3 g clorură de dioctil dimetilamoniu

Excipienți:

Solvent pe bază de alcool, compuși tensioactivi, protecție împotriva coroziunii

Compatibilitatea cu materialele

Adecvat pentru:

oțel inoxidabil, metale prețioase, fier, aluminiu, sticlă, ceramică, porțelan, rășină sintetică, materiale plastice, cu excepția policarbonatului, polistirolului și polisulfonei, adecvat într-o măsură limitată pentru sticla acrilică.

Utilizatorul trebuie să efectueze teste corespunzătoare de compatibilitate cu materialele care nu sunt menționate în prezenta fișă sau să contacteze Borer Chemie AG.

Rapoartele experților

deconex® 61 DR a fost examinat în conformitate cu standardele EN/ISO în ceea ce privește eficacitatea sa. Sunt disponibile rapoarte ale experților, la cerere.

Adecvarea deconex® 61 DR pentru dezinfectarea și curățarea cadrelor patului și ale noptierelor într-o cameră de decontaminare automată a fost, de asemenea, documentată în rapoartele de expertiză.

Marcajul CE

deconex® 61 DR îndeplinește cerințele privind dispozitivele medicale în conformitate cu Directiva 93/42/CEE.

deconex® 61 DR

Date fizico-chimice

pH	1 % soluție în apă de la robinet	aprox. 7.4
Densitate	concentrat	1.00 g/mL
Aspect	concentrat	transparent, incolor spre galben

Ambalajul și eliminarea

Recipientul, sigiliile și etichetele sunt fabricate din polietilenă reciclabilă.

La eliminarea recipientelor goale și a soluției de aplicare, trebuie respectate reglementările locale privind deșeurile și apa uzată.

Informații suplimentare

Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de utilizare și fișa tehnică de securitate relevantă.

Profitați de cunoștințele noastre! Contactați-ne pentru mai multe informații privind modul specific în care aplicați produsul.

Dimensiunile recipientelor

Tipul recipientului	Conținut	Număr articol
Canistră mică	5 L	505615.00-KK5W
Canistră	10 L	505615.00-K10W
Canistră	25 L	505615.00-K25W
Butoi 220 L	200 L	505615.00-B220
Drumtainer	200 L	505600.00-D220

Distribuitor / importator:

Producător:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

