

deconex® 64 NEUTRADRY

Detergente neutro e accelerante di asciugatura, biocompatibile

Per il trattamento degli strumenti in apparecchiature
di pulizia e disinfezione



Impiego

deconex® 64 NEUTRADRY è utilizzato come accelerante di asciugatura e detergente in macchine per il lavaggio per strumenti e utensili medicali. Il dosaggio avviene nell'ultima acqua di risciacquo con cui in genere viene effettuata anche la disinfezione termica (80-93 °C).

Proprietà

deconex® 64 NEUTRADRY

- espande l'acqua
- riduce il tempo di asciugatura fino al 50%
- è biocompatibile e debitamente certificato
- ha un pH neutro
- è leggermente lubrificante (snodi)

Composizione chimica

Sostanze tensioattive, acidi organici, conservanti

Dati chimico-fisici

Valore pH	soluzione all'1% in acqua demineralizzata	ca. 7.9
Densità	concentrato	1.01 g/mL
Aspetto	concentrato	liquido trasparente, da incolore a giallognolo

Dosaggio

0.3-1.0 mL/L (in base alla qualità dell'acqua di risciacquo)

Indicazioni per l'utilizzo

Per la disinfezione termica/risciacquo finale si consiglia di utilizzare acqua deionizzata.

Compatibilità con i materiali

Il prodotto si contraddistingue per un'ampia compatibilità con i materiali. Tuttavia occorre osservare quanto segue:

Negli accessori di utensili per anestesia in polisulfone (PSU) e in polifenilsulfone (PPSU), come ad es. connettori di maschere laringee, valvole, adattatori e parti di coperchi di contenitori degli strumenti, possono formarsi delle fessure da tensione al contatto con agenti di risciacquo. Si consiglia di accertare l'idoneità di tali componenti prima del trattamento.

deconex® 64 NEUTRADRY

Fornitura

Si informi presso il suo rappresentante sulle dimensioni delle confezioni disponibili.

Le confezioni, i tappi e le etichette sono realizzate in polietilene riciclabile.

Stoccaggio e trasporto

Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C.

Questo dispositivo medico è sensibile al ghiaccio. Evitarne quindi per quanto possibile il trasporto durante i periodi freddi dell'anno. Qualora il trasporto dovesse tuttavia rendersi inevitabile durante tali periodi, inviare il prodotto tramite automezzi / container navali a temperatura controllata non inferiore a 5°C. In alternativa, per trasporti di breve durata, ovvero di non oltre 10 ore e a temperature non inferiori a meno 5° C, il prodotto può anche essere protetto tramite cappucci termici.

Marchio CE

deconex® 64 NEUTRADRY soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Altre informazioni

Per le avvertenze riguardanti la protezione sul lavoro, lo stoccaggio e lo smaltimento/le acque residue, la preghiamo di consultare il foglio dati per la sicurezza del prodotto.

Approfitti della nostra competenza! Saremo lieti di fornirle informazioni pratiche per il suo specifico tipo d'impiego.

Distributore / Importatore:

Produttore:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions