

Brugsanvisning

deconex® FOAM ACTIVE

Mildt alkalisk, enzymatisk forrengøringskum

Til forbehandling af kirurgiske instrumenter



Anvendelsesområde

deconex® FOAM ACTIVE er et brugsklart, mildt alkalisk, enzymatisk rengøringskum baseret på en særlig kombination af enzymer og overfladeaktive stoffer til at holde kirurgiske instrumenter fugtige og beskytte dem mod korrosion under transport fra operationsstuen til CSSD.

Egenskaber

Baseret på den særlige sammensætning og formulering holder deconex® FOAM ACTIVE effektivt instrumenterne fugtige og forhindrer dermed indtørring af kirurgisk snavs. Det er vigtigt, at deconex® FOAM ACTIVE beskytter de behandlede instrumenter mod korrosion indtil oparbejdning i CSSD. Desuden er deconex® FOAM ACTIVE udformet på en sådan måde, at der dannes et stabilt skum, som er let at skylle af, hvilket letter yderligere oparbejdning i CSSD. deconex® FOAM ACTIVE hjælper med at fjerne en lang række organiske forureninger såsom blod, vævsrester og slimhinder fra medicinske instrumenter af forskellige materialer. deconex® FOAM ACTIVE er sikkert og bæredygtigt, da det er fri for EDTA og NTA.

Derudover har deconex® FOAM ACTIVE forskellige andre egenskaber:

- forhindrer indtørring af kirurgisk snavs
- beskytter mod korrosion
- god skylbarhed allerede ved RT
- stabilt skum
- god forenelighed med forskellige materialer

Anvendelse og dosering

deconex® FOAM ACTIVE anvendes til at spraye direkte på kirurgiske instrumenter på operationsstuer umiddelbart efter brug. deconex® FOAM ACTIVE skal sprayes på en sådan måde, at det sikrer fuldstændig dækning og befugtning af instrumenterne for at opnå optimal virkning.

Anbefalet dosering

Dosering

deconex® FOAM ACTIVE

Klar til brug. Spray direkte på kirurgiske instrumenter, så de dækkes og befugtes helt.

deconex® FOAM ACTIVE

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsoplysningsbladet til deconex® FOAM ACTIVE for at få oplysninger om industriel sikkerhed og korrekt bortskaffelse.

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved en temperatur på mellem 5 og 25 °C.

Dette medicinske udstyr tåler ikke frost. Undgå at transportere dette produkt i kolde perioder når som helst det er muligt. Kan det ikke undgås at transportere i sådanne perioder, skal produktet forsendes i en temperaturkontrolleret lastvogn / skibscontainer ved over 5 °C, eller man skal bruge beskyttelseshætte ved kortvarige transporter under 10 timer, hvor temperaturen under transporten ikke falder under 5 °C.

Distributør / importør:

Producent:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions

Produktdatablad

deconex® FOAM ACTIVE

Mildt alkalisk, enzymatisk forrengøringspum

Til forbehandling af kirurgiske instrumenter



Ingredienser

Overfladeaktive forbindelser
Enzym
Opløsningmidler
Konserveringsmidler

Materialeforenelighed

deconex® FOAM ACTIVE er foreneligt med en lang række materialer.

Egnet til:

Rustfrit stål, aluminium, anodiseret aluminium, titan, kobber, messing, forkromede materialer, plast, elastomerer, herunder polyuretan, silicium, teflon, gummi og latex, glas og keramiske materialer. Der er ingen kendt materialeforenelighed.

Der bør udføres passende forenelighedstests for alle materialer, der ikke er opført på listen, eller kontakt Borer Chemie AG, hvis det er nødvendigt.

CE-mærkning

deconex® FOAM ACTIVE opfylder kravene til medicinsk udstyr i henhold til direktiv (EU) 2017/745.

deconex® FOAM ACTIVE

Fysisk-kemiske data

Densitet	brugsklar opløsning	1.00 g/mL
Udseende	brugsklar opløsning	klar, farveløs

Emballering

Beholdere, forseglinger og mærkater er fremstillet af genanvendelig polyetylen.

Beholderstørrelser

Beholdertype	Inhalt	Artikelnummer
Flaske med et sprayhoved	0.5 L	525100.00-S05N
Flaske	1 L	525100.00-F10W
Dunk	5 L	525100.00-K05W

Yderligere oplysninger

Læs brugsanvisningen og det relevante sikkerhedsdatablad, før du bruger dette produkt.

Drag fordel af vores knowhow! Kontakt os for at få praktiske oplysninger vedrørende din specifikke anvendelse.

Distributør / importør:

Producent:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions