

Käyttöohjeet

deconex® FOAM ACTIVE

**Miedosti emäksinen, entsyymaattinen
esipuhdistusvaahto**

Kirurgisten välineiden esikäsitteilyyn



Käyttötarkoitus

deconex® FOAM ACTIVE on käyttövalmis miedosti emäksinen, entsyymaattinen puhdistusvaahto, joka perustuu erityiseen entsyymien ja tensidien yhdistelmään. Se pitää kirurgiset välineet kosteina ja suojaa niitä korroosiolta kuljetuksen aikana leikkaussalissa välinehuoltokeskukseen.

Ominaisuudet

Erityisen koostumuksensa ja rakennekaavansa ansiosta deconex® FOAM ACTIVE pitää tehokkaasti instrumentit kosteina ja estää kirurgisen lian kuivumisen. Tärkeää on, että deconex® FOAM ACTIVE suojaa käsiteltyjä instrumentteja korroosiolta ennen välinehuoltokeskuksessa tapahtuvaa jälleenkäsittelyä. Lisäksi deconex® FOAM ACTIVE on kehitetty selkäläiseksi, että se muodostaa vakaan vaahton, joka on helppo huuhdella pois, mikä helpottaa jälleenkäsittelyä välinehuoltokeskuksessa. deconex® FOAM ACTIVE auttaa poistamaan erilaisia orgaanisia epäpuhtauksia, kuten verta, kudossäämiä ja limaa eri materiaaleista valmistetuista lääkinällisistä laitteista. deconex® FOAM ACTIVE on turvallinen ja kestävä aine, sillä se ei sisällä EDTA:ta eikä NTA:ta.

Käyttö ja annostelu

deconex® FOAM ACTIVE -puhdistusvaahtoa suihkutetaan suoraan kirurgisille instrumenteille leikkaussalissa välittömästi käytön jälkeen. deconex® FOAM ACTIVE -puhdistusvaahtoa on suihkutettava niin, että se peittää instrumentit ja pitää ne kosteina, jolloin saavutetaan optimaalinen teho.

Suosittelava annos

Annostelu

deconex® FOAM ACTIVE

Käyttövalmis. Suihkuta suoraan kirurgisiin välineisiin niin, että ne peittyvät ja kostuvat täysin.

deconex® FOAM ACTIVE -puhdistusvaahton muut ominaisuudet:

- estää kirurgisen lian kuivumisen
- suojaa korroosiolta
- hyvin huuhdeltava jo huoneenlämmössä
- vakaa vaahto
- hyvä yhteensopivuus eri materiaalien kanssa

deconex® FOAM ACTIVE

Turvallisuustiedot

Tarkista työturvallisuutta ja asianmukaista hävittämistä koskevat tiedot deconex® FOAM ACTIVE -puhdistusvaahdon turvallisuustiedotteesta.

Varastointi ja kuljetus

Säilytä tuotetta 5–25 °C:n lämpötilassa.

Tämä lääkinnällinen laite on pakkasherkkä. Vältä mahdollisuuksien mukaan tuotteen kuljetusta kylminä vuodenaikoina. Jos tuote kuitenkin on välttämätöntä kuljettaa tällaisena aikana, se on kuljetettava lämpötilavalvotussa kuorma-auto-/merikontissa, jonka lämpötila on yli 5 °C. Jos kuljetus kestää korkeintaan 10 tuntia eikä lämpötila laske alle -5 °C:een, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää suojakuomuja.

Jakelija / maahantuojaja:

Valmistaja:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions

Tuotetietolehti

deconex® FOAM ACTIVE

**Miedosti emäksinen, entsymaattinen
esipuhdistusvahto**

Kirurgisten välineiden esikäsitteilyyn



Ainesosat

Pinta-aktiiviset yhdisteet
Entsyymit
Liuottimet
Säilöntäaineet

Materiaalien yhteensopivuus

deconex® FOAM ACTIVE on yhteensopiva monien eri materiaalien kanssa.

Soveltuva:

ruostumaton teräs, alumiini, anodisoitu alumiini, titaani, kupari, messinki, kromatut materiaalit, muovi, elastomeerit mukaan lukien polyuretaani, silikoni, teflon, kumi ja lateksi, lasi- ja keramiikkamateriaalit. Yhteensopimattomia materiaaleja ei ole tiedossa.

Asianmukaiset yhteensopivuustestit tulisi suorittaa kaikille materiaaleille, joita ei ole lueteltu, tai tarvittaessa otettava yhteyttä Borer Chemie AG:hen.

CE-merkintä

deconex® FOAM ACTIVE täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset vaatimukset.

deconex® FOAM ACTIVE

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Tiheys	käyttövalmis liuos	1.00 g/mL
Ulkonäkö	käyttövalmis liuos	kirkas, väritön

Säiliökoot

Säiliöt, tiivisteet ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä polyeteenistä.

Säiliökoot

Säiliötyyppi	Sisältö	Tuotenumero
Suihkepullo	0.5 L	525100.00-S05N
Pullo	1 L	525100.00-F10W
Kanisteri	5 L	525100.00-K05W

Lisätietoa

Lue käyttöohjeet ja asiaankuuluva käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen käyttöä.

Hyödynnä tietotaitoamme! Ota yhteyttä meihin, kun tarvitset käytännön tietoa erikoiskäytöstä.

Jakelija / maahantuojaja:

Valmistaja:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions