

Gebruiksaanwijzingen

deconex® FOAM ACTIVE

Licht alkalisch, enzymatisch voorbehandelingschuim

Voor voorbehandeling van chirurgische instrumenten



Toepassingsgebied

deconex® FOAM ACTIVE is een gebruiksklaar mild alkalisch enzymatisch reinigingsschuim op basis van een speciale combinatie van enzymen en oppervlakteactieve stoffen om chirurgische instrumenten vochtig te houden en ze te beschermen tegen corrosie tijdens het vervoer van de operatiekamer naar de CSSD.

Eigenschappen

Dankzij de speciale samenstelling en formulering houdt deconex® FOAM ACTIVE de instrumenten efficiënt vochtig en voorkomt zo droging van chirurgisch vuil. Belangrijk is dat deconex® FOAM ACTIVE behandelde instrumenten beschermt tegen corrosie tot aan de herverwerking in de CSSD. Bovendien is deconex® FOAM ACTIVE zo ontworpen dat het een stabiel schuim vormt dat gemakkelijk af te spoelen is, wat aanvullende herverwerking in de CSSD vergemakkelijkt. deconex® FOAM ACTIVE helpt bij het verwijderen van een breed scala aan organische verontreinigingen zoals bloed, weefselresten en slijm van medische instrumenten van verschillende materialen.

deconex® FOAM ACTIVE is veilig en duurzaam, omdat het vrij is van EDTA en NTA.

Toepassing en dosering

deconex® FOAM ACTIVE wordt gebruikt om direct na gebruik op chirurgische instrumenten in operatiekamers te sprayen. deconex® FOAM ACTIVE moet zodanig worden gesprayd dat de instrumenten volledig worden bedekt en bevochtigd voor een optimale werkzaamheid.

Aanbevolen dosis

Dosering

deconex® FOAM ACTIVE

Klaar voor gebruik. Rechtstreeks op chirurgische instrumenten sprayen voor volledige dekking en bevochtiging.

Daarnaast heeft deconex® FOAM ACTIVE verschillende andere eigenschappen:

- voorkomt droging van chirurgisch vuil
- beschermt tegen corrosie
- goede afspoelbaarheid al op RT
- stabiel schuim
- goede compatibiliteit met verschillende materialen

deconex® FOAM ACTIVE

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van deconex® FOAM ACTIVE voor details over industriële veiligheid en correct afvoeren.

Opslag en transport

Bewaar het product bij tussen 5 en 25 °C.

Dit medisch hulpmiddel is vorstgevoelig. Vermijd het vervoer van dit product tijdens de koude periodes zoveel mogelijk. Als transport tijdens dergelijke periodes onvermijdelijk is, moet dit product worden verzonden met een temperatuurgeregelde vrachtwagen/zeecontainer boven 5° Celsius, of gebruik beschermkappen voor korte transporten niet langer dan 10 uur met transporttemperaturen die niet lager zijn dan min 5° C.

Distributeur / importeur:

Fabrikant:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss



advanced cleaning solutions

Productinformatieblad

deconex® FOAM ACTIVE

Licht alkalisch, enzymatisch voorbehandelingsschuim

Voor voorbehandeling van chirurgische instrumenten



Ingrediënten

Oppervlakte-actieve verbindingen
Enzymen
Solubilisatoren
Conserveermiddelen

Materiaalcompatibiliteit

deconex® FOAM ACTIVE is compatibel met een groot aantal materialen.

Geschikt voor:

Roestvrij staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, titanium, koper, messing, zink, tin, verchroomde materialen, kunststoffen, elastomeren waaronder polyurethaan, siliconen, teflon, rubberen, latex, glazen en keramische materialen. Er is geen materiaal-incompatibiliteit bekend.

Passende compatibiliteitstests moeten worden uitgevoerd voor alle materialen die niet in de lijst zijn opgenomen, of neem indien nodig contact op met Borer Chemie AG.

CE-markering

deconex® FOAM ACTIVE voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen in overeenstemming met de verordening (EU) 2017/745.

deconex® FOAM ACTIVE

Fysisch-chemische gegevens

Dichtheid	gebruiksklare oplossing	1,00 g/mL
Uiterlijk	gebruiksklare oplossing	helder, kleurloos

Verpakking

Reservoirs, afdichtingen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen.

Reservoirformaten

Reservoirtype	Inhoud	Itemnummer
Fles met een spuitkop	0,5 L	525100.00-S05N
Fles	1 L	525100.00-F10W
Jerrycan	5 L	525100.00-K05W

Aanvullende informatie

Lees de gebruiksaanwijzing en het relevante veiligheidsinformatieblad voordat u dit product gebruikt.

Profiteer van onze knowhow! Neem contact met ons op voor praktische informatie over uw specifieke toepassing.

Distributeur / importeur:

Fabrikant:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss



advanced cleaning solutions