

Упутство за употребу

deconex® FOAM ACTIVE

Благо алкална ензимска пена за претходно чишћење

За претходну обраду хируршких инструмената



Опсег примене

deconex® FOAM ACTIVE је благо алкална ензимска пена за чишћење, спремна за употребу, заснована на специјалној комбинацији ензима и сурфактаната за одржавање хируршких инструмената влажним и за заштиту од корозије током транспорта из операционе сале у централно одељење за услуге стерилисања.

Својства

На основу свог посебног састава и формулације, deconex® FOAM ACTIVE ефикасно одржава инструменте влажним и тако спречава исушивање хируршке прљавштине. Оно што је важно, deconex® FOAM ACTIVE штити третирани инструменте од корозије све до њихове поновне обраде у централном одељењу за услуге стерилисања. Поред тога, deconex® FOAM ACTIVE је дизајниран на такав начин да створи стабилну пену, која се лако испира, што олакшава даљу обраду у централном одељењу за услуге стерилисања. deconex® FOAM ACTIVE помаже у уклањању широког спектра органских контаминаната као што су крв, остаци ткива и слузокоже из медицинских инструмената израђених од различитих материјала. deconex® FOAM ACTIVE је безбедан и одржив јер не садржи EDTA и NTA.

Примена и дозирање

deconex® FOAM ACTIVE се користи за прскање директно на хируршке инструменте у операционим салама одмах након употребе. deconex® FOAM ACTIVE треба прскати на начин да се обезбеди потпуна покривеност и влажност инструмената како би се постигла оптимална ефикасност.

Препоручена доза

Дозирање

deconex® FOAM ACTIVE

Спремно за употребу. Прскајте директно на хируршке инструменте обезбеђујући потпуно покривеност и влажност.

Поред тога, deconex® FOAM ACTIVE има низ других својстава:

- спречава сушење хируршке прљавштине
- штити од корозије
- добро се испира већ на собној температури
- стабилна пена
- добра компатибилност са различитим материјалима

deconex® FOAM ACTIVE

Безбедносне информације

Погледајте deconex® FOAM ACTIVE безбедносни лист за информације о индустријској безбедности и правилном одлагању.

Складиштење и транспорт

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

Ово медицинско средство је осетљиво на мраз. Када год је могуће, избегавајте транспорт овог производа током хладних периода. Ако је транспорт током таквих периода неизбежан, овај производ мора да се испоручи помоћу камиона/контејнера за поморски транспорт са регулацијом температуре на температури изнад 5 °C или морају да се користе заштитни поклопци за краткотрајни транспорт који траје најдуже 10 сати, при чему температура приликом транспорта не сме да буде нижа од -5 °C.

Дистрибутер / увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions

Лист са подацима о производу

deconex® FOAM ACTIVE

Благо алкална ензимска пена за претходно чишћење

За претходну обраду хируршких инструмената



Састојци

Једињења сурфактанта
Ензим
Солубилизатори
Конзерванси

Усклађеност са материјалима

deconex® FOAM ACTIVE је компатибилан са широким спектром материјала.

Погодно за:

Нерђајући челик, алуминијум, елоксирани алуминијум, титан, бакар, месинг, хромиране материјале, пластику, еластомере укључујући полиуретан, силикон, тефлон, гуму и латекс, стакло и керамичке материјале. Не постоји позната некомпатибилност са неким материјалом.

За све материјале који нису наведени, потребно је извршити одговарајуће тестове компатибилности или контактирати компанију Borer Chemie AG ако је потребно.

Ознака CE

deconex® FOAM ACTIVE испуњава захтеве за медицинска средства у складу са прописом (EU) 2017/745.

deconex® FOAM ACTIVE

Физичко-хемијски подаци

Густина	раствор спреман за употребу	1.00 g/mL
Изглед	раствор спреман за употребу	прозиран, безбојан

Паковање

Посуде, чепови и етикете су направљени од полиетилена који се рециклира.

Величине посуда

Врста посуда	Садржај	Број артикла
Боца са распршивачем	0.5 L	525100.00-S05N
Боца	1 L	525100.00-F10W
Канистер	5 L	525100.00-K05W

Додатне информације

Прочитајте упутства за употребу и релевантни безбедносни лист пре употребе овог производа.

Искористите наше знање! Обратите нам се за практичне информације у вези са вашом специфичном применом.

Дистрибутер / увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions