

Navodila za uporabo

deconex® LUBE SPRAY

Izdelek za nego kirurških instrumentov

Za ročno nego zgibnih instrumentov



Lastnosti

deconex® LUBE SPRAY je visokokakovosten izdelek za nego instrumentov v obliki razpršila, ki je zasnovan za ročno nego kirurških instrumentov z zgibi, drsnimi površinami, navoji, zapirali ali drugimi premičnimi deli, kot so sponke, prijemalke, škarje, prebijalniki, držala za igle, retraktorji, ligacijski pripomočki, ročniki in ročniki z nasprotnim kotom, po temeljitem čiščenju in razkuževanju ter pred sterilizacijo.

deconex® LUBE SPRAY temelji izključno na belem olju medicinske kakovosti in ne vsebuje nobenih vrst potencialno alergeničnih aditivov. deconex® LUBE SPRAY ustvari na obdelanih površinah tanek film, da prepreči trenje med kovinami in učinkovito zaščiti zgibne instrumente pred torno korozijo, rjo, površinsko oksidacijo in obarvanjem ter predčasno obrabo instrumentov.

Za belo olje, ki ostane na instrumentu, je dokazano, da je paroprepustno in združljivo s parno sterilizacijo ter toksikološko varno v skladu z zakoni o farmacevtskih izdelkih in živilih.

Sestavine/sestava

- Medicinsko belo olje (Pharm. Eur.)
- Potisni plin propan/butan

Uporaba in odmerek

Za pravilno nego instrumentov je treba instrumente pred uporabo po skrbnem čiščenju in razkuževanju ohladiti na sobno temperaturo, sicer lahko premikanje delov privede do kovinske abrazije in površinske škode.

Pred uporabo razpršila deconex® LUBE SPRAY morajo biti instrumenti povsem suhi.

Na kratko in z najkrajše možne razdalje izbirno napršite zgibe, tečaje in drsne površine z deconex® LUBE SPRAY, pri čemer uporabite enega od dobavljenih pršilnih nastavkov. Preprečite nastanek aerosolov in ne vdihavajte aerosolov. Razpršilo držite pri pršenju v čim bolj navpičnem položaju. Nadaljnje premikanje zgibov, drsnih površin in drugih premičnih delov spodbuja porazdelitev lubrikanta. Odvečno olje je treba odstraniti pred sterilizacijo z novo, čisto krpo.

Združljivost z materiali

Razpršilo deconex® LUBE SPRAY je primerno za vse kovine, ki so običajno uporabljane v medicinskih pripomočkih.

Pri plastiki lahko pride do nezdružljivosti, kar je odvisno od vrste plastike.

Pri občutljivih materialih boste morda morali izvesti lastne preskuse združljivosti. Po potrebi se obrnite na družbo Borer Chemie AG.

Kemijsko-fizikalni podatki

| | |
|-------------|------------|
| Vrednost pH | nevtralno |
| Gostota | 0.85 g/mL |
| Videz | brezbarvno |

deconex® LUBE SPRAY

Varnostna navodila in odlaganje med odpadke

Informacije o varnosti na delovnem mestu in pravilnem odlaganju izdelkov med odpadke lahko najdete v varnostnem listu.

Izogibajte se nastanek aerosolov, ne vdihujte aerosolov.

Pri odlaganju praznih vsebnikov med odpadke je treba upoštevati lokalne predpise o odpadkih in odpadnih vodah.

Pločevinka je izdelana iz reciklirnega aluminija.

Shranjevanje in prevoz

Shranjujte pri temperaturi med 5 in 25 °C.

Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in hranite proč od virov toplote in vžiga.

Velikosti vsebnikov

| Vrsta vsebnika | Vsebina | Številka artikla |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Škatla 6 razpršilnih pločevink | 6 x 200 mL | 520900.00-CA06 |

Dva različno dolga pršilna nastavka sta priložena vsaki pločevinki, ki ju je po potrebi mogoče skrajšati.

Oznaka CE

Oznaka deconex® LUBE SPRAY izpolnjuje zahteve za medicinske pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.

Nadaljnje jezikovne različice besedila oznake so na voljo na našem spletnem mestu na naslovu:

<http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/>

Distributer/uvoznik:

Proizvajalec:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions