

Упутство за употребу

deconex® PROZYME ACTIVE

Високо ефикасан, неутралан мулти-ензимски концентровани детерџент

За захтевно ручно чишћење хируршких инструмената, инструмената за минимално инвазивну хирургију, стоматолошких инструмената, прибора за анестезију и прибора за одељење, а посебно за круте и флексибилне ендоскопе.



Опсег примене

deconex® PROZYME ACTIVE је високо ефикасан, неутралан мулти-ензимски детерџент, који се може користити за ручно чишћење пре аутоматизоване поновне обраде у кадици за потапање и ултразвучној кадици са или без испирања. Посебно је погодан за ручно чишћење флексибилних и крутих ендоскопа јер је посебно дизајниран за уклањање биофилма.

Својства

Због своје иновативне формулације и комбинације четири висококвалитетна ензима (протеаза, липаза, амилаза и целулаза) са сурфактантима, deconex® PROZYME ACTIVE комбинује изванредне перформансе чишћења и компатибилност са материјалима, дубинско уклањање биофилма, погодност за широк спектар примена и ниско дозирање. Због свог састава, deconex® PROZYME ACTIVE безбедно и ефикасно уклања широк низ различитих органских контаминаната као што су протеини, масти, угљени хидрати и фибрин нерастворљив у води, и конкретно, широк спектар контаминаната као што су крв, остаци ткива, слузокожа, столица и други органски контаминанти.

Примена и дозирање

Ручна примена

За ручне примене препоручује се температура чишћења између 20—45 °C за оптималан учинак чишћења.

Примена	Дозирање	Температура	Време
Ручно (потапајућа кадица)	2—10 mL/L	20—45 °C	2—10 минута
Ултразвучна кадица	1—5 mL/L	до 45 °C	5 минута

Такође не садржи EDTA или NTA и не садржи потенцијално алергене адитиве као што су мириси.

Кључне карактеристике deconex® PROZYME ACTIVE:

- одличне перформансе чишћења на собној температури
- дубинско уклањање биофилма
- висока компатибилност са материјалима
- ниско дозирање
- ниски степен стварања пене
- добро испирање
- Без EDTA и NTA
- без мириса
- биолошки разградив

deconex® PROZYME ACTIVE

Безбедносне информације

Погледајте deconex® PROZYME ACTIVE безбедносни лист за информације о индустријској безбедности и правилном одлагању.

Складиштење и транспорт

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

Ово медицинско средство је осетљиво на мраз. Када год је могуће, избегавајте транспорт овог производа током хладних периода. Ако је транспорт током таквих периода неизбежан, овај производ мора да се испоручи помоћу камиона / контејнера за поморски транспорт са регулацијом температуре на температури изнад 5 °C или мора да се користе заштитни поклопци за краткотрајни транспорт који траје најдуже 10 сати и при чему је температура приликом транспорта не сме да буде нижа од -5 °C.

Дистрибутер/Увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss



advanced cleaning solutions

Лист са подацима о производу

deconex® PROZYME ACTIVE

Високо ефикасан, неутралан мулти-ензимски концентровани детерџент

За захтевно ручно чишћење хируршких инструмената, инструмената за минимално инванзивну хирургију, стоматолошких инструмената, прибора за анестезију и прибора за одељење, а посебно за круте и флексибилне ендоскопе.



Састојци

Једињења сурфактанта
Ензими (протеаза, амилаза, липаза, целулаза)
Солубилизатор
Конзерванси

Усклађеност са материјалима

deconex® PROZYME ACTIVE нуди веома широку компатибилност са материјалима.

Погодно за:

Нерђајући челик, алуминијум, елоксирани алуминијум, титан, бакар, месинг и све најчешће коришћене пластике, еластомере укључујући полиуретан, силикон, тефлон, гуму и латекс. Нема познатих некомпатибилности са материјалима.

Корисник треба да спроведе одговарајуће тестове компатибилности за материјале који нису овде наведени или да се обрати компанији Borer Chemie AG.

Концентрат:

Затражите засебни лист са информацијама за компатибилност за транспортна и перисталтичка црева.

Ознака CE

deconex® PROZYME ACTIVE испуњава захтеве за медицинска средства у складу са прописом (EU) 2017/745.

deconex® PROZYME ACTIVE

Физичко-хемијски подаци

рН вредност	1% раствор у деминерализованој (DI) води	приближно 8.95
Густина	концентрата	1.03 g/mL
Изглед	концентрата	плав

Паковање

Посуда, поклопци и етикете произведени су од полиетилена који се може рециклирати.

Величине посуда

Врста посуда	Садржај	Број артикла
Боца	1 L	524705.00-F10W
Канистер	5 L	524705.00-K05W
Канистер ниски	5 L	524705.00-KK5W
Канистер	10 L	524705.00-K10W
Канистер	25 L	524705.00-K25W
200 L буре	200 L	524705.00-B220

Додатне информације

Пре коришћења производа прочитајте упутства за употребу и одговарајући безбедносно-технички лист.

Искористите наше знање! Обратите нам се за додатне информације у вези са вашом специфичном применом.

Дистрибутер/Увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss



advanced cleaning solutions