

Ⓙ JA 器具の潤滑スプレー

滅菌前のボックスロック付き手術用ステンレス鋼器具のお手入れに。生体適合性および蒸気透過性(滅菌)

適用： 清潔な器具に塗布してください。器具を開け、ボックスロック部に向かってスプレーしてください。一般用途で使用しないでください。使用説明書をご覧ください！

ヨーロッパ薬局方より、医療用ホワイトオイルが含まれています。

**危険！** 危険な化学成分：パラフィンオイル、プロパン、ブタン

極めて可燃性の高いエアロゾルです。加圧容器：加熱すると破裂する恐れがあります。飲み込んで気道に入ると、致命的となることがあります。

熱、高温面、火花、裸火、およびその他の着火源から遠ざけてください。喫煙禁止。裸火またはその他の着火源にスプレーしないでください。飲み込んだ場合：直ちに中毒センターに連絡すること。吐かせないこと。施錠して保管すること。日光を避けること。50°C/122°Fを超える温度にさらさないでください。

他の言語の製品ラベルについては、当社のWebサイトをご覧ください：

<http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/>



200 mL e



Borer Chemie AG  
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil, Switzerland, Telefon +41 32 686 56 00 / [www.borer.swiss](http://www.borer.swiss)  
Axxos GmbH  
Im Sägenloh 3, D-78333 Stockach

Swiss made



UFI

Y800-P0UN-900R-TPEN




下部参照  
see bottom

REF

520900.00-AE02

LOT

下部参照  
see bottom



CE MD

5 °C / 25 °C

3 270

