



 borer life sciences

deconex® – Les solutions parfaites pour
la recherche, l'industrie et l'éducation.

Le plaisir à l'état pur. Verrerie de laboratoire absolument pure.

Un plaisir total grâce aux conditions d'hygiène lors du brassage de la bière et au laboratoire.

Les nettoyants deconex® mènent toujours au succès : verrerie sans résidus au contrôle qualité, ainsi qu'au laboratoire microbiologique et lors de la dégustation.

Obtenez des résultats parfaits avec un nettoyage sans résidus. Utilisez le nettoyant deconex® pour les processus sans influence sur les paramètres descriptifs et analysés comme le goût, l'odeur, l'aspect (couleur et turbidité), le moussage, la teneur en alcool, la comestibilité (teneur en gaz carbonique) et d'autres valeurs.

Avantages avec deconex®

Fiabilité et sécurité

- + Enlève efficacement les résidus
- + Aucune influence perturbatrice sur les paramètres d'analyse
- + Ne modifie pas les caractéristiques du moussage

Rentabilité

- + Une faible quantité suffit
- + Un fort rendement
- + Une performance de nettoyage très élevée

La plaisir garanti

- + Sans parfum
- + Sans colorants
- + Sans tensioactifs

Dans quels processus vous faut-il un nettoyage sans résidus?

Contrôle qualité




Verrerie de laboratoire

Résultat

Verrerie de laboratoire chimiquement pure et pas d'interférences provenant de résidus.

Microbiologie



Verrerie de laboratoire

Résultat

Élimination des résidus tenaces, comme les milieux de culture.

Dégustation



Verres de dégustation

Résultat

Les verres sont totalement exempts d'odeur et de savon.

Nos recommandations de produit pour votre processus de nettoyage

Nettoyage manuel

deconex® 12 BASIC

Performance de nettoyage élevée. En bain d'immersion ou d'ultrasons. Utilisation multiple. Adapté également aux verreries de précision comme les cuves. Sans parfum ni colorants. Adapté également aux appareils d'analyse de la bière.

Nettoyage en machine

deconex® 22 HPF-x

Nettoyant alcalin sans phosphate présentant une excellente performance

Neutralisateur recommandé:

deconex® 25 ORGANACID

Sans phosphate

deconex® 21 LAB CLF

Préserve le verre

Neutralisateur recommandé:

deconex® 25 ORGANACID

Sans phosphate

Les amateurs de bière font confiance à leur marque préférée. Des brasseries renommées font confiance à deconex® dans le monde entier.



Contactez-nous pour découvrir comment notre gamme peut, de façon vérifiable, augmenter la fiabilité de vos processus.

lifesciences@borer.ch

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.swiss

Clause de non-responsabilité

Toutes les informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés du produit et ne constituent pas une relation juridique contractuelle.